

flexyfoot

Putting the spring back in your step!


Flexyfoot (플렉시풋) 사용설명서

플렉시풋은 대부분의 지팡이와 클러치에 끼워 사용할 수 있습니다. 사용설명서를 잘 읽고 사용해주시요. 자세한정보는 www.flexyfoot.co.kr을참조 해주십시오.

Flexyfoot (플렉시풋)이란


플렉시풋은 보행시 충격을 흡수하고 미끄럼을 방지할 수 있도록 설계되었으며 기존의 지팡이나 클러치의 고무발을 쉽게 대체하여 사용하실 수 있습니다. 플렉시풋은 어떠한 지형에서도 뛰어난 접지력과 충격 흡수력으로 안전한 보행과 지속되는 스트레스와 충격으로 인한 관절의 통증을 줄여 줍니다. 이 제품은 다양한 연령대와 다양한 신체조건의 사람들 모두가 사용할 수 있습니다 플렉시풋은 칼라와 접지부 두개의 부분으로 분리되어있어 접지부가 마모되거나 손상되었을때는 새것으로 쉽게 교체할수 있습니다.

Flexyfoot (플렉시풋)을 처음 끼우실 때




① 정확한칼라사이즈를찾기위해먼저갖고계신지팡이나클러치의 고무발삽입부위직경을측정하십시오(뒷면측정방법참조) ② 플렉시풋을장착하면35mm정도높이가높아지기때문에장착후지팡이나클러치높이를조절하시거나아니면그림과같이같은크기만큼끝을잘라내십시오. 만일삽입부가날카롭다면갈아내서매끄럽게하여삽입하십시오 ③ 플렉시풋칼라에서접지부를클릭음이날때까지당긴다음시계반대방향으로돌려접지부를분리하십시오. ④ 지팡이나 클러치를끝에서약23mm정도의위치에표시를한다음표시점까지삽입하시고 완전히들어갔는지,걸돌지않는지를확인하십시오 ⑤ 접지부를시계방향으로돌려좌우로자유롭게돌때까지끼운다음클릭음이나도록눌러끼우십시오 <주의> 만일지팡이나클러치가칼라에헐집다면사용하지마십시오.

사이즈측정방법(1): 아래사이즈가이드를사용하셔서적합한'플렉시풋'의사이즈가어떤것인지직경을측정,비교하십시오.




사이즈측정방법(2): 지팡이나클러치의원주를아래그림과같이종이띠등을이용하여mm로측정하여아래사이즈와비교하십시오.

50mm (2 in)	Size 16
60mm (2.5 in)	Size 19
70mm (2.75 in)	Size 22
80mm (3.1 in)	Size 25



Flexyfoot(플렉시풋) 고무발 교체

① 접지면이마모한계선(그림참조)까지닿거나손상되었을때는사용을중지하고즉각'교체용플렉시풋'(접지부)으로갈아끼우십시오 **②** 낡은접지부는클릭음이날때까지당긴다음시계반대방향으로돌려 분리하십시오 **③** 새접지부를시계방향으로돌려좌우로자유롭게돌아갈때까지끼우십시오 **④** 클릭음이날때까지눌러끼우십시오.
<주의>; 접지면이나오렌지색부분이손상되었거나칼라가헐거워지면즉각사용을중지하고새것으로교환하십시오. 칼라는통상세번째'교체용플렉시풋'(접지부) 교체시마다갈아끼우십시오..



Flexyfoot Extra(플렉시풋 엑스트라)

클러치에전체중을싣는하지절단장애자나매우활동적인클러치사용자는보다오랜내구성을가진'플렉시풋엑스트라'의사용을권장합니다.이제품도표준플렉시풋칼라에끼워사용할수있습니다.구입은가까운판매처나온라인에서가능합니다

점검

주기적으로아래사항을체크하시고필요시접지부나칼라를교체해주십시오

- 칼라에지팡이나클러치가헐겁게끼워져있지않은지
- 접지면이마모한계선까지닿거나손상되고찢어지지않았는지
- 오렌지색부분이손상되었는지 제대로작동하는지

주의사항

플렉시풋은대부분의실내외환경에서사용가능합니다 접지력은사용환경,사용형태나방법에따라달라집니다. 눈이나얼음,젖은지형에서는접지력이감소하므로각별한주의를요합니다
-의자나보행보조기에는2개주름'플렉시풋'만을사용하십시오
-주기적으로접지부와칼라의상태를확인하십시오
-칼라에삽입할수없거나헐거워쉽게빠질경우는사용하지마십시오
-최대허용하중은표준플렉시풋의경우한조당125Kg까지입니다

교체용 Flexyfoot(플렉시풋)의 구매

'교체용플렉시풋'(접지부)은 가까운 판매점이나 온라인에서 구매하실수있습니다

온라인판매 www.flexyfoot.co.kr

전화구매문의 080-850-3622

제조원: Flexyfoot Limited (영국)

수입판매원: 주)플릭스에버 www.fluxever.com