

사이즈 가이드

적합한 '플렉스풋' 선택을 위해 지팡이나 클러치의 사이즈를 측정하십시오.

Size 16

Size 19

Size 22

Size 25

다양한 제품 종류

'플렉시풋'은 대부분의 지팡이와 클러치에 끼워 사용할 수 있도록 삼입부 직경 기준으로 6, 19, 22, 25mm의 네 가지 사이즈를 갖추고 있습니다.

자세한 정보는 www.flexyfoot.co.kr을 참조 하십시오.

'교체용 플렉시풋'(접지부)

접지면이 심하게 마모되었을 때 전체 플렉시풋을 바꾸지 않고 '교체용플렉시풋'만을 구매해 교체할 수 있습니다.

'플렉시풋 엑스트라'(Flexyfoot Extra)

클러치에 전체중을 실어야 하는 사용자나 매우 활동적인 사용자를 위해 내구성이 더욱 강화된 '플렉시풋'입니다.

손쉬운 장착

플렉시풋은 가지고 계신 지팡이나 클러치의 하단에 쉽게 장착할 수 있도록 설계되어 있습니다. 먼저 지팡이나 클러치의 하단부 직경을 왼편의 사이즈 가이드를 활용하여 측정하십시오. 적합한 칼라사이즈를 확인할 수 있습니다. 혹은 www.youtube.com에서 'What size Flexyfoot?' 동영상을 참조하십시오. 한편 '플렉시풋'을 장착하시면 지팡이나 클러치의 길이가 35mm정도 높아지기 때문에 장착 후 높이를 조절해서 사용하시거나, 장착시 같은 길이 만큼을 절단한 후 끼워 사용하십시오. '플렉시풋'이 닳거나 손상되었을 때는 전체 '플렉시풋'을 바꾸지 않고 '교체용 플렉시풋' 접지부만을 구매하여 사용하실 수 있습니다.

지금 '플렉시풋'을 구매하세요!

- 온라인 구매: www.flexyfoot.co.kr
- 가까운 지역 의료기관매점이나 백화점, 대형마트에서 구매하실수있습니다. (홈페이지참조)
- 전화구매 및 문의: 080-850-3622(무료전화)

제조원: Flexyfoot Limited (영국) www.flexyfoot.com
수입판매원: 주)플러스에버 www.fluxever.com



"It's great!"



USING STICKS OR CRUTCHES?

"I feel so much safer now"



"More comfort, more grip"



"My hands and shoulders were always so painful..."

flexyfoot

탄력있는 발걸음 "플렉시풋" !!

뛰어난 접지력, 줄어든 통증





- 강한 내구성으로 오래 사용할 수 있습니다. 고무발 자국이 잘 남지 않습니다

- 작은 자갈이나 진흙 등의 이물질들을 쉽게 제거할 수 있습니다. (흙의 바깥에서 안쪽으로 밀어내십시오)



- 360° 회전 가능해 충분한 지지력과 손목 뒤틀림을 방지합니다

- 충격흡수 구조로 손, 팔과 어깨의 통증 발생을 줄여줍니다

- 뛰어난 접지력으로 미끄러짐이나 낙상의 위험을 줄여주며, 자신있는 보행을 도와줍니다



- 기존 고무발 보다 소음이 적습니다

- 마모시에 쉽게 갈아끼워 사용할 수 있습니다



'충격흡수'와 '미끄럼방지' 구조를 갖춘 "플렉시풋"은 기존의 고무발과는 개념이 다른 혁신적인 제품입니다.

"플렉시풋"은 모든 지형에서 뛰어난 접지력을 유지하며, 지속적인 스트레스와 충격으로 인한 관절의 통증 발생을 줄여줍니다.

"플렉시풋" 사용자들의 체험담...

"2007년 이후 부터 클러치를 계속사용해 오면서 팔과 어깨에 많은 통증으로 고생해왔는데 '플렉시풋'을 만나고 부터 정말 2 주 만에 통증이 사라졌습니다"

"'플렉시풋'은 지팡이 사용자들에겐 고마운 필수품입니다" '플렉시풋'을 사용한 이후 내 생활이 더욱 활기차고 자신있게 변한것 같아요"

"'플렉시풋'을 좋아합니다. 사용한 이후 부터 더 이상 미끄러지지 않습니다"

"충격흡수가 대단한 거 같아요. 지팡이가 지면에 닿을 때 몸의 부담을 확실히 줄여 주더군요. 누가 이 제품을 설계했는지 정말 감사드리고 싶습니다"

"이제 '플렉시풋' 없이는 어디에도 갈 수 없을것 같아요.."